

Anti-Bcap29 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhq4

품목 번호: CM0030881



소개

BCAP29 Rabbit pAb은 WB, IHC-P 및 ELISA에서 인간, 마우스 및 쥐 BCAP29 (B-cell receptor-associated protein 29)를 검출합니다. ER-골지 수송 및 세포자멸사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BCAP29 Rabbit pAb
비고/별칭	B29; BAP29; BCAP29
종	인간(Human)
GeneID	55973
면역원	인간 BCAP29 (NP_061332.2)의 아미노산 125-241에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9UHQ4
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백