

웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC, IP, Elisa용 Anti-Bcas3 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9H6U6

품목 번호: CM0028587

소개

인간 BCAS3를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응. 혈관신생, 암, 자가포식 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BCAS3 Rabbit pAb
비고/별칭	MAAB, GAOB1, PHAF2, HEMARS, BCAS3
종	인간
유전자 ID (인간)	54828
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H6U6
단백질 분자량	101kDa
배송	아이스백