

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Bcat1 토끼 다클론 항체 - P54687

품목 번호: CM0024216



소개

BCAT1 토끼 pAb(P54687)는 WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 BCAT1과 반응하여 분지쇄 아미노산 대사 및 암 생물학 연구를 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BCAT1 토끼 pAb
비고/별칭	BCT1; PP18; BCATC; ECA39; MECA39; PNAS121; BCAT1
종	인간
유전자ID (인간)	586
유전자ID	586
면역원	인간 BCAT1 (NP_005495.2)의 아미노산 20-190에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P54687
단백질 분자량	43kDa
배송 방식	아이스백