

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Bcat2 다클론 항체 - O15382

품목 번호: CM0026724



소개

인간 BCAT2(미토콘드리아 분지쇄 아미노산 아미노기전이효소)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BCAT2 토끼 pAb
비고/별칭	BCAM; BCT2; HVLI; PP18; BCATM; BCAT2
종	인간
유전자ID (인간)	587
유전자ID	587
면역원	인간 BCAT2 (NP_001181.2)의 아미노산 28-392에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O15382
단백질 분자량	44kDa
배송 방식	아이스팩