

Anti-Bcat2 토끼 단클론 항체, Wb, If-P, Ihc-P, Elisa 용 - O15382

품목 번호: CM0006857



소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증된 BCAT2 토끼 단클론 항체입니다. 인간 BCAT2를 검출하며 생쥐 및 래트와 교차 반응합니다. 분지쇄 아미노산 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BCAT2 토끼 mAb
비고/별칭	BCAT2; BCAM; BCATM; BCT2; PP18; 분지쇄 아미노산 트랜스아미나제 2
종	인간
유전자 ID (인간)	587
면역원	재조합 단백질 인간 BCAT2의 아미노산 28-392에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. (NP_001181.2).
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	O15382
단백질 분자량	33kDa/44kDa
배송 방식	아이스백