

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Bccip 폴리클론항체 - Q9P287

품목 번호: CM0028575



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 BCCIP 토끼 폴리클론항체. 인간, 마우스, 래트 BCCIP와 반응합니다. DNA 수리, 세포 주기, 중심체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BCCIP Rabbit pAb
비고/별칭	TOK1; TOK-1; BCCIP
종	인간
GeneID (Human)	56647
GeneID	56647
면역원	인간 BCCIP (NP_510868.1)의 아미노산 1-314에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9P287
단백질 무게	36kDa
배송	아이스백