


Wb, Elisa용 Anti-Bcdin3D 토끼 다클론 항체 - Q7Z5W3

품목 번호: CM0021759



소개

BCDIN3D(RNA 5'-모노포스페이트 메틸전이효소)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람 및 마우스와 교차 반응합니다. tRNA 메틸화 및 miRNA 가공 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BCDIN3D 토끼 pAb
비고/별칭	BCDIN3D
종	사람
GeneID (사람)	144233
GeneID	144233
면역원	사람 BCDIN3D(NP_859059.1)의 아미노산 1-292에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	Q7Z5W3
단백질 분자량	33kDa
배송	얼음팩