


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Bckdha 토끼 다클론 항체 - P12694

품목 번호: CM0030627



소개

인간 BCKDHA(MSU1, BCKDE1A)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트를 검출합니다. 약 50kDa 크기의 미토콘드리아 분지쇄 케토산 탈수소효소 E1 알파 서브유닛을 표적으로 합니다. 대사 및 단풍시럽노병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BCKDHA 토끼 pAb
비고/별칭	MSU; MSUD1; OVD1A; BCKDE1A; BCKDHA
종	인간
유전자ID (인간)	593
유전자ID	593
면역원	인간 BCKDHA (NP_000700.1)의 아미노산 276-445에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P12694
단백질 크기	50kDa
배송 방식	아이스팩