


Anti-Bckdha 토끼 다가클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P12694

품목 번호: CM0018885



소개

인간 BCKDHA에 대한 토끼 다가클로날 항체로, 웨스턴 블롯(Western blot), IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 분지쇄 아미노산 대사 및 미토콘드리아 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BCKDHA Rabbit pAb
비고/별칭	MSU; MSUD1; OVD1A; BCKDE1A; BCKDHA
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	593
유전자 ID	593
면역원(Immunogen)	인간 BCKDHA (NP_000700.1)의 아미노산 276-445에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다가클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P12694
단백질 분자량	50kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)