


Anti-Bckdhb (E1B) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P21953

품목 번호: CM0006536



소개

인간 BCKDHB (E1B, BCKDH E1-beta)에 대한 토끼 단일클론 항체. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 대사 및 메이플 시럽 요병(Maple syrup urine disease) 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BCKDHB Rabbit mAb
비고/별칭	E1B; BCKDE1B; BCKDH E1-beta; BCKDHB
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	594
유전자 ID	594
면역원	인간 BCKDHB (NP_898871.1)의 아미노산 51-392에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P21953
단백질 분자량	43 kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)