


Wb용 항-Bckdhb 단일클론 항체 - P21953

품목 번호: CM0006507



소개

BCKDHB(BCKDE1B)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 분지쇄 아미노산 대사 및 단풍시럽노병 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BCKDHB 토끼 mAb
비고/별칭	E1B; BCKDE1B; BCKDH E1-beta; BCKDHB
종	인간
유전자ID (인간)	594
유전자ID	594
면역원	인간 BCKDHB(NP_898871.1)의 아미노산 51-392에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P21953
단백질 분자량	43kDa
배송 방식	아이스 팩