


Wb, Elisa용 Anti-Bckdhb 토끼 다클로날 항체 - P21953

품목 번호: CM0012878



소개

인간 BCKDHB에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응을 나타냅니다. 미토콘드리아 2-옥소이소발레르산 탈수소효소 베타 소단위체를 표적으로 하며, 가지사슬 아미노산 분해에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BCKDHB Rabbit pAb
비고/별칭	E1B; BCKDE1B; BCKDH E1-beta; BCKDHB
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	594
GeneID	594
면역원(Immunogen)	인간 BCKDHB (NP_898871.1)의 아미노산 183-392에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P21953
단백질 분자량	43kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)