

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Bckdk 폴리클로널 항체 - O14874

품목 번호: CM0025693



소개

BCKDK (분지쇄 알파-케토산 탈수소효소 키나제)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로널 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간 및 쥐와 교차 반응합니다. BCAA 대사, 포도당 및 지질 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BCKDK Rabbit pAb
비고/별칭	BDK; BCKDKD; BCKDK
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	10295
항원(Immunogen)	인간 BCKDK (NP_005872.2)의 아미노산 153-412에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로널 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Rat
SWISS	O14874
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)