

Wb, Ip, Elisa용 Anti-Bcl-2 폴리클로날 항체 - P49950

품목 번호: CM0022318

소개

마우스 교차 반응성이 확인된 WB, IP, ELISA용 Bcl-2 토끼 pAb입니다. 주요 세포 사멸 조절 인자인 쥐 Bcl-2(26 kDa)의 N-말단 영역을 타겟으로 합니다. 세포 사멸 및 아포프토시스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Bcl-2 Rabbit pAb
비고/별칭	Bcl-2,
종(Species)	쥐(Rat)
GeneID (인간)	596
GeneID	24224
항원(Immunogen)	재조합 단백질 쥐 Bcl2(NP_058689.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	P49950
단백질 분자량	26kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)