

Wb용 Anti-Bcl-2 폴리클로날 항체 - P10415

품목 번호: CM0017298



소개

인간 Bcl-2에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 세포자멸사 및 암 연구를 위해 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Bcl-2 Rabbit pAb
비고/별칭	Bcl-2; PPP1R50
종	인간(Human)
GeneID (인간)	596
GeneID	596
면역원	인간 Bcl-2 (NP_000624.2)의 아미노산 1-239에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용융 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P10415
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스 백(Ice bag)