

Anti-Bcl-2 (Ppp1R50) 폴리클로날 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa 용) - P10415

품목 번호: CM0015400



소개

인간 Bcl-2 (PPP1R50)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증됨. 세포사멸을 억제하며, 세포사멸 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Bcl-2 Rabbit pAb
비고/별칭	Bcl-2; PPP1R50
종	인간
유전자 ID (인간)	596
면역원	인간 Bcl-2 (NP_000624.2)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P10415
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스팩