

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Bcl-2 토끼 단일클론 항체 - P49950

품목 번호: CM0010753

소개

세포 사멸 및 암 연구에 이상적인 이 항-Bcl-2 토끼 단일클론 항체는 WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와의 교차 반응성이 확인되었습니다. - P49950

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Bcl-2 토끼 단일클론 항체 (mAb)
비고/별칭	Bcl-2
종(Species)	래트
GeneID (인체)	596
GeneID	24224
면역원	래트 Bcl2(NP_058689.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P49950
단백질 무게	26 kDa
배송	아이스팩