

웨스턴 블롯, IHC-P, IP, Elisa용 Anti-Bcl-2 Rabbit Monoclonal Antibody [Kd 검증 완료] - P10415

품목 번호: CM0003806



소개

웨스턴 블롯, IHC-P, IP, ELISA 검증이 완료된 고품질 Anti-Bcl-2 토끼 단일클론 항체 [KD 검증 완료]. 인간 Bcl-2 세포사멸 조절자(P10415)를 표적합니다. 암 연구, 세포사멸 및 자가포식 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증 완료] Bcl-2 Rabbit mAb
비고/별칭	Bcl-2; PPP1R50
종	인간
GeneID (인간)	596
GeneID	596
면역원	인간 Bcl-2 (P10415)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P10415
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백