


Wb, Elisa용 Anti-Bcl-W 다클론 항체 - Q92843

품목 번호: CM0018341



소개

인간 Bcl-W(BCL2L2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 랫드에도 교차 반응합니다. 세포사멸 및 세포 생존 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Bcl-W 토끼 pAb
비고/별칭	BCLW; BCL-W; PPP1R51; BCL2-L-2; Bcl-W
종	인간
유전자 ID(인간)	599
유전자 ID	599
면역원	합성 펩타이드; 인간 Bcl-W(NP_004041.2)의 아미노산 1-193 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q92843
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스팩