


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Bcl-XL 토끼 단일클론 항체 - Q07817

품목 번호: CM0006436



소개

Bcl-XL에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐를 인식합니다. 세포자멸사(apoptosis) 및 미토콘드리아 연구에 이상적입니다. 제품 상세 정보, 생물학적 배경 및 조달 지원을 제공합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Bcl-XL Rabbit mAb
비고/별칭	BCLX; BCL2L; Bcl-X; PPP1R52; BCL-XL/S; Bcl-XL
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	598
GeneID	598
면역원(Immunogen)	인간 Bcl-XL (NP_612815.1)의 아미노산 1-80에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 쥐)
SWISS	Q07817
단백질 분자량	26kDa
배송(Shipping)	아이스박스