


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Bcl-XL 토끼 다클론 항체 - Q07817

품목 번호: CM0013433



소개

Bcl-XL(aa 1-80)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 세포사멸 및 미토콘드리아 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Bcl-XL 토끼 pAb
비고/별칭	BCLX; BCL2L; Bcl-X; PPP1R52; BCL-XL/S; Bcl-XL
종	인간
유전자 ID(인간)	598
유전자 ID	598
면역원	인간 Bcl-XL(NP_001304848.1)의 아미노산 1-80에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q07817
단백질 분자량	26 kDa
배송	아이스팩