


Wb, Elisa용 항-Bcl10 (Ko 검증됨) 토끼 다클론 항체 - O95999

품목 번호: CM0014433



소개

WB 및 ELISA에 사용 가능한 인간 Bcl10에 대한 KO 검증된 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 Bcl10을 검출합니다. NF-kB 경로 및 면역 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증됨] Bcl10 토끼 pAb
비고/별칭	CLAP; mE10; CIPER; IMD37; c-E10; CARMEN; 10
종	인간
유전자ID (인간)	8915
유전자ID	8915
면역원	재조합 단백질 인간 Bcl10 (NP_003912.1)의 아미노산 1-233번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95999
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백