


웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Bcl10 단일클론 항체 - O95999

품목 번호: CM0005924



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 고품질의 anti-Bcl10 토끼 단일클론 항체입니다. 핵심 면역 신호 전달 어댑터인 인간 Bcl10(O95999)에 특이적입니다. NF-kappa-B 및 CBM 복합체 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	Bcl10 Rabbit mAb
비고/별칭	CLAP; mE10; CIPER; IMD37; c-E10; CARMEN; Bcl10
종	인간
유전자 ID (인간)	8915
유전자 ID	8915
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O95999
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백