


Anti-Bcl2A1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q16548

품목 번호: CM0017410



소개

BCL2A1 Rabbit Polyclonal Antibody, 인간 특이적, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 세포 생존 및 감염 반응에 관여하는 조혈계 항세포사멸 단백질 Bfl-1(BCL2A1)을 표적. 세포사멸 및 암 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BCL2A1 Rabbit pAb
비고/별칭	GRS, ACC1, ACC2, BFL1, ACC-1, ACC-2, HBPA1, BCL2L5, BCL2A1
종 특이성	인간
GeneID (Human)	597
GeneID	597
면역원	인간 BCL2A1 (NP_004040.1)의 아미노산 70-150에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q16548
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스백