

Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Bcl2L12 단클론 항체 - Q9Hb09

품목 번호: CM0003244

소개

BCL2L12 Rabbit mAb (Human, 37kDa, Q9HB09)는 WB, IHC-P, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포사멸 연구 및 진단 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BCL2L12 Rabbit mAb
종	인간
GeneID (Human)	83596
GeneID	83596
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9HB09
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백