


Anti-Bcl2L15 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q5Tbc7

품목 번호: CM0006703



소개

인간 BCL2L15 (Bfk, Clorf178)에 대한 재조합 토끼 단클론 항체. WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포자멸(apoptosis), 대안 스플라이싱, 및 단백질체학 연구 응용 분야에 유용합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	BCL2L15 Rabbit mAb
비고/별칭	Bfk; Clorf178; BCL2L15
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	440603
GeneID	440603
면역원(Immunogen)	인간 BCL2L15 (NP_001010922.1)의 아미노산 1-163에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q5TBC7
단백질 분자량	18kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)