

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Bcl3 폴리클론항체 - P20749

품목 번호: CM0014684



소개

인간 BCL3에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 BCL3와 반응합니다. NF-kappa-B 조절 및 발암성 신호전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BCL3 Rabbit pAb
비고/별칭	BCL4; D19S37; BCL3
종	인간
GeneID (Human)	602
GeneID	602
면역원	인간 BCL3 (NP_005169.2)의 아미노산 300-400에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P20749
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백