

세포 내 유세포 분석용 Anti-Bcl6 단일클론 항체() - P41182

품목 번호: CM0012275



소개

세포 내 유세포 분석을 위해 이 직접 접합된 토끼 항-인간 BCL6 단일클론 항체입니다. FC(세포 내)용으로 검증되었으며, 배종심 생물학 및 림프종 연구에서 중요한 전사 억제인자를 표적으로 합니다. 인간 교차 반응성을 보입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 BCL6 mAb
비고/별칭	BCL6; BCL5; BCL6A; LAZ3; ZBTB27; ZNF51; B-cell CLL/lymphoma 6
종	인간
GeneID	604
면역원	인간 BCL6의 아미노산 235-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001124317.1)
유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC(세포 내)
교차 반응성	인간
SWISS	P41182
단백질 분자량	72kDa/78kDa
배송	아이스팩