

유세포 분석 및 Elisa용 항-Bcl6 토끼 단클론 항체 - P41182

품목 번호: CM0006651



소개

세포내 유세포 분석 및 ELISA에 대해 검증된 재조합 항인간 BCL6 토끼 단클론 항체입니다. B-세포 림프종 6 단백질의 기능 및 국소화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BCL6 토끼 mAb
비고/별칭	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27; BCL6
종	인간
GeneID (인간)	604
GeneID	604
면역원	인간 BCL6 (NP_001124317.1)의 아미노산 235-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (세포내), ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P41182
단백질 분자량	79kDa
배송 방식	아이스백