


Wb 및 Elisa용 Anti-Bcl9 토끼 다가 항체 - O00512

품목 번호: CM0022392



소개

인간 Bcl9(Wnt 경로 원발암유전자)에 대한 토끼 다가 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응성을 가집니다. 면역원: N-말단 재조합 단백질. 암 및 발생 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Bcl9 Rabbit pAb
비고/별칭	LGS; Bcl9
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	607
GeneID	607
면역원	재조합 단백질 인간 Bcl9의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_004317.2).
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다가 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse)
SWISS	O00512
단백질 분자량	149kDa
배송	아이스 백(Ice bag)