

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Bcl9 토끼 다클로날 항체 - Q9D219

품목 번호: CM0028989

소개

WB, IHC-P, ELISA에 적합한 Anti-Bcl9 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 Bcl9(~149kDa Wnt 신호 전달 핵 코액티베이터)를 인식합니다. 암 및 발생 생물학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Bcl9 Rabbit pAb
비고/별칭	Gm130; 2610202E01Rik; 8030475K17Rik; A330041G23Rik; Bcl9
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID (인간)	607
GeneID	77578
면역원(Immunogen)	마우스 Bcl9 (NP_084209.3)의 아미노산 1278-1377 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9D219
단백질 분자량	149kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)