

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Bcl9 토끼 다클로날 항체 - Q9D219

품목 번호: CM0023964

소개

마우스 B-cell CLL/lymphoma 9 (Bcl9) 단백질에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. Wnt 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	Bcl9 Rabbit pAb
비고/별칭	Gm130; 2610202E01Rik; 8030475K17Rik; A330041G23Rik; Bcl9
종	마우스
유전자 ID (인간)	607
유전자 ID	77578
면역원	마우스 Bcl9 (Q9D219)의 아미노산 1-500에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9D219
단백질 분자량	149kDa
배송	아이스백