

Anti-Bcmo1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Hay6

품목 번호: CM0018310

소개

WB 및 ELISA 응용을 위한 BCMO1 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 쥐, 및 랫트 샘플에서 검증되었습니다. 레티날 생성 및 시각에 관여하는 주요 효소인 베타-카로틴 디옥시게나제 1을 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BCMO1 Rabbit pAb
비고/별칭	BCO; BCDO; BCMO; BCDO1; BCMO1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	53630
면역원(Immunogen)	인간 BCMO1 (NP_059125.2)의 아미노산 268-547에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9HAY6
단백질 분자량	63kDa
배송(Shipping)	아이스백