


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Bcr 폴리클로날 항체 - P11274

품목 번호: CM0015114



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 고품질의 anti-BCR 토끼 폴리클로날 항체입니다. 사람, 쥐 및 랫트 BCR을 검출합니다. 소형 GTPase 신호 전달 및 시냅스 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BCR Rabbit pAb
비고/별칭	ALL; CML; PHL; BCR1; D22S11; D22S662; BCR
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	613
GeneID	613
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	P11274
단백질 분자량	143kDa
배송	아이스백