

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Bdkrb2 토끼 다클로날 항체 - P30411

품목 번호: CM0029619



소개

인간 BDKRB2 (B2 브라디키닌 수용체)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트를 인식합니다. GPCR 신호 전달 연구 및 진단 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BDKRB2 Rabbit pAb
비고/별칭	B2R; BK2; BK-2; BKR2; BRB2; BDKRB2
종	Human
GeneID (human)	624
GeneID	624
면역원	인간 BDKRB2 (NP_000614.1)의 아미노산 302-391에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P30411
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백