


Wb 및 Elisa용 항-Bdnf 토끼 다클론 항체 - P23560

품목 번호: CM0022466



소개

인체 BDNF(뇌 유래 신경영양인자)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 신경과학 및 신경영양인자 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BDNF 토끼 pAb
비고/별칭	ANON2; BULN2; BDNF
종	인체(Human)
GeneID (인체)	627
GeneID	627
면역원	인체 BDNF(NP_733928.1)의 아미노산 20-247에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 쥐
SWISS	P23560
단백질 무게	28kDa
배송	아이스팩