


## Wb, Elisa용 항-Beclin 1 다클론 항체 - Q14457

품목 번호: CM0021615



### 소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증된 Beclin 1 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 ~52kDa 밴드를 검출합니다. 자가포식 및 세포사멸 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | Beclin 1 토끼 pAb                                                      |
| 비고/별칭       | ATG6; VPS30; beclin1; Beclin 1                                       |
| 종           | 인간                                                                   |
| 유전자 ID (인간) | 8678                                                                 |
| 유전자 ID      | 8678                                                                 |
| 면역원         | 인간 Beclin 1 (NP_003757.1)의 아미노산 25-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. |
| 생산 기원       | 토끼                                                                   |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                               |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                            |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                          |
| SWISS       | Q14457                                                               |
| 단백질 분자량     | 52kDa                                                                |
| 배송 방식       | 아이스 팩                                                                |