


Wb, Ip, Ihc-P, Elisa용 Anti-Beclin 1 폴리클로날 항체 - Q14457

품목 번호: CM0029284



소개

재조합 면역원으로 생성된 인간 Beclin 1 (ATG6/VPS30)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IP, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 오토파지 및 세포자멸사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Beclin 1 Rabbit pAb
비고/별칭	ATG6; VPS30; beclin1; Beclin 1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	8678
유전자 ID	8678
면역원	인간 Beclin 1 (NP_003757.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IP, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q14457
단백질 분자량	52 kDa
배송	아이스백