


Anti-Beclin 1 Rabbit Monoclonal Antibody (Ko 검증) For Wb And Elisa - Q14457

품목 번호: CM0005889



소개

인간 Beclin 1에 대한 KO 검증 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 검증됨. 인간, 마우스 및 래트 Beclin 1을 인식합니다. 자가포식 및 세포사멸 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] Beclin 1 Rabbit mAb
비고/별칭	ATG6; VPS30; beclin1; Beclin 1; BECN1; beclin-1; 1
종	인간
GeneID (인간)	8678
GeneID	8678
면역원	인간 Beclin 1 (NP_003757.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14457
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백