


Wb, Elisa용 Anti-Best1 다클론 항체 - O76090

품목 번호: CM0013493



소개

인간 BEST1(Bestrophin-1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 샘플과 반응합니다. 망막 색소 상피 및 이온 채널 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	BEST1 토끼 pAb
비고/별칭	ARB; BMD; BEST; RP50; VMD2; TU15B; Best1V1Delta2; BEST1
종	인간
GeneID (인간)	7439
GeneID	7439
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O76090
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스팩