


Wb, Elisa용 항-Best1 토끼 다클론 항체 - O76090

품목 번호: CM0030348



소개

인간 베스트로핀-1(BEST1)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 망막 색소 상피 연구 및 음이온 채널 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BEST1 Rabbit pAb
비고/별칭	ARB; BMD; BEST; RP50; VMD2; TU15B; Best1V1Delta2; BEST1
종	인간
GeneID (인간)	7439
GeneID	7439
면역원	인간 BEST1 (NP_004174.1)의 아미노산 171-270 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O76090
단백질 분자량	68kDa
배송 방식	아이스백