


Wb 및 Elisa용 항-Bet1 토끼 다클론 항체 - O15155

품목 번호: CM0015472



소개

인체 BET1(HBET1)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. BET1은 ER에서 골지체로의 소낭 수송에 필요한 SNARE 단백질이며, ER 및 시스-골지체 막에 위치합니다. 세포 내 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BET1 토끼 pAb
비고/별칭	HBET1; BET1
종	인체
GeneID (인체)	10282
GeneID	10282
면역원	인체 BET1(NP_005859.1)의 아미노산 1-94에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인체
SWISS	O15155
단백질 무게	13kDa
배송	아이스팩