

Anti-Bet1L Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Nym9

품목 번호: CM0018642

소개

인간 BET1L(GS15)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, 골지 SNARE 단백질입니다. WB 및 ELISA 응용에 적합합니다. BET1L은 역행성 소포 수송 및 골지 복합체 무결성에 관여합니다. 골지 수송 및 SNARE 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BET1L Rabbit pAb
비고/별칭	GS15; BET1L1; GOLIM3; HSPC197; BET1L
종	인간
유전자 ID (인간)	51272
유전자 ID	51272
면역원	재조합 단백질 인간 BET1L (NP_057610.2)의 아미노산 1-60에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NYM9
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스백