

Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa용 항베타2 마이크로글로불린 (B2M) 토끼 단클론 항체 - P61769

품목 번호: CM0007359



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA에 검증된 항베타2 마이크로글로불린 토끼 단클론 항체입니다. 인간 B2M (13kDa)을 인식합니다. MHC 클래스 I 항원 제시 및 아밀로이드증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증 완료] 베타2 마이크로글로불린 토끼 단클론 항체
비고/별칭	B2M; IMD43; 베타-2-마이크로글로불린
종	인간
유전자 ID	567
면역원	인간 β2 마이크로글로불린 (NP_004039.1)의 아미노산 21-119에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P61769
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스 팩