


항-B2 마이크로글로불린 토끼 단클론 항체, Wb·if-P·ihc-P·elisa용 - P61769

품목 번호: CM0003212



소개

인간 베타 2 마이크로글로불린(B2M)에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차반응합니다. MHC 클래스 I 항원 제시 연구를 위한 핵심 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	베타 2 마이크로글로불린 토끼 단클론 항체
비고/별칭	IMD43; 베타 2 마이크로글로불린
종	인간
유전자ID (인간)	567
유전자ID	567
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P61769
단백질 분자량	14kDa
배송 방식	아이스 팩