

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-베타 2 마이크로글로불린 토끼 다클론 항체 - P61769

품목 번호: CM0015321



소개

인간 베타 2 마이크로글로불린을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. MHC I 및 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	베타 2 마이크로글로불린 토끼 pAb
비고/별칭	IMD43; 베타 2 마이크로글로불린
종	인간
유전자 ID (인간)	567
유전자 ID	567
면역원	재조합 단백질 인간 베타 2 마이크로글로불린(NP_004039.1)의 아미노산 21-119에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P61769
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백