

웨스턴 블롯, If/Icc, Elisa용 Anti-Bfar 폴리클론항체 - Q9Nzs9

품목 번호: CM0025562

소개

인간 BFAR(RNF47)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트 샘플과 교차 반응. 세포사멸 및 소포체 스트레스 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BFAR Rabbit pAb
비고/별칭	BAR; RNF47; BFAR
종	인간
GeneID	51283
면역원	인간 BFAR (NP_057645.1)의 아미노산 1-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NZS9
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백