

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Bhlhe40 다클론 항체 - O14503

품목 번호: CM0027088

소개

인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 BHLHE40 토끼 다클론 항체. 일주기 전사 억제제 DEC1/SHARP2를 표적으로 합니다. 생물학적 리듬 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BHLHE40 토끼 pAb
비고/별칭	DEC1; HLHB2; BHLHB2; Clast5; SHARP2; STRA13; Stra14; SHARP-2; BHLHE40
종	인간
유전자 ID (인간)	8553
유전자 ID	8553
면역원	인간 BHLHE40 (NP_003661.1)의 아미노산 121-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질 또는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O14503
단백질 분자량	46kDa
배송 방식	아이스팩