

Wb 및 Elisa용 항-Bhlhe41 토끼 다클론 항체 - Q9C0J9

품목 번호: CM0017841

소개

인간 BHLHE41(DEC2/SHARP1)을 표적으로 하는 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 아미노산 120-280 부위의 면역원을 사용해 인간 및 랫드 BHLHE41을 검출합니다. 일주기 리듬 및 전사 억제 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	상세 내용
제품명	BHLHE41 토끼 pAb
비고/별칭	DEC2; FNSS1; hDEC2; BHLHB3; SHARP1; BHLHE41
종	인간
유전자 ID (인간)	79365
유전자 ID	79365
면역원	인간 BHLHE41 (NP_110389.1)의 아미노산 120-280에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	Q9C0J9
단백질 분자량	50kDa
배송 방식	아이스 팩