


Anti-Bicd2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Td16

품목 번호: CM0018401



소개

Western blot 및 ELISA용 BICD2 (SMALED2) 토끼 다클로날 항체. 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. BICD2는 다이닌 모터 복합체의 어댑터 단백질으로, 골지체-ER 수송 및 핵 위치 결정에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	BICD2 Rabbit pAb
비고/별칭	SMALED2; SMALED2A; SMALED2B; bA526D8.1; BICD2
종	Human
GeneID (인간)	23299
GeneID	23299
면역원	인간 BICD2 (NP_001003800.1)의 아미노산 440-620에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q8TD16
단백질 분자량	94kDa
배송	아이스백